

肉汤培养基(CM)

产品简介:

肉汤培养基(CM)含有一般细菌生长繁殖所需要的最基本的营养物质, 是最经典的细菌培养基之一, 简称 CM 培养基, 可以用于各种细菌培养。

Leagene 肉汤培养基(CM)主要由 0.5%牛肉膏、1%蛋白胨、0.5%氯化钠等组成, pH 值为 7.2~7.4, 经 15psi 高压灭菌 20min, 多用于细菌的培养。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	CM0371	Storage
肉汤培养基(CM)		500ml	4°C
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、试验前, 用接种环取少量实验菌体, 接种于 4ml 或适量的肉汤培养基(CM)中, 置于 37°C 培养过夜。
- 3、第二天添加 4ml 新鲜的肉汤培养基(CM), 充分混匀后, 分装成 2 支, 继续培养 5h。进行后续实验。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。低温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CA0005	氨苄青霉素溶液(Ampicillin, 50mg/ml)
CM0025	SOC 培养基(PH7.0)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PE0018	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒



Beijing Leagene Biotechnology Co., Ltd.

TC1167

尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)