

免疫染色一抗稀释液

产品简介:

免疫染色一抗稀释液(Immunol Staining Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫染色时一抗(primary antibody)的稀释和配制; 使用 Leagene 免疫染色一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在 2~8°C 保存和使用 6 个月, 可以反复多次用于免疫染色, 按照每个一抗稀释 10ml 计算, 100ml 免疫染色一抗稀释液可以稀释 10 次一抗。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	
	IH0340	Storage
免疫染色一抗稀释液	100ml	2~8°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 参考所用的一抗的说明书, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例, 例如 1:1000 ~ 1:500 稀释一抗。
- 一抗稀释后即可直接用于免疫染色。
- 一次免疫染色结束后, 可以回收稀释的一抗, 2~8°C 保存, 以用于下次的免疫染色。

注意事项:

- 为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 2~8°C 进行一抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓一抗的衰减速度。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。低温运输, 2~8°C 保存。长期不使用可以 -15~-20°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DH0005	Mayer 苏木素染色液
IH0091	多聚赖氨酸溶液(10×PLL, 1mg/ml)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)

文献引用:

- 1、 Fen Liu, Yao Yang, Yan Zheng, et al. Mutation and expression of ABCA12 in keratosis pilaris and nevus comedonicus. Molecular Medicine Reports. September 2018. 10.3892/mmr.2018.9342. (IF 1.922)

注: 更多使用本产品的文献请参考产品网页