

Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(20×,pH8.3)

产品简介:

Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(20×,pH8.3)由 Tris、MOPS、SDS 等组成, 用于分离蛋白和多肽, 其在 25°C 的 pH 值接近 8.3, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PE0084	Storage
Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液(20×,pH8.3)		500ml	4°C 避光
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考):

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后, 在电泳装置内加入 Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液, 装配。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效。常温运输, 4°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NA0034	Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)
PE0025	SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)